

mediven® colour overview

Tilgjengelig fra 4. oktober 2022

Standardfarger	Rundstrikk							Flatstrikk				
	mediven elegance	mediven komfort	mediven plus	mediven forte	mediven for men	mediven active	mediven angio	mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 leg	mediven esprit	mediven 550 arm
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anthracite	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Navy	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Cashmere	●	●	●	●				●	●	●	●	●
Caramel	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
Sand								●	●	●	●	●
Rosé	●	○	●	○								
Bronze	●	○	●	○								
Beige	●	○	●	○								
White	○		○			●						
Brown					●	●						
Motefarger*												
medi Magenta	●		●					●	●	●	●	●
Chestnut NEW	●	●	●	●				●	●	●	●	●
Grey	●	●	●	●				●	●	●	●	●
Mango-yellow	●	●	●	●				●	●	●	●	●
Raspberry-red NEW	●	●	●	●				●	●	●	●	●

- Standardfarger med leveringstid på opp til 10 arbeidsdager.
- * Motefarger med leveringstid på opp til 10 arbeidsdager. Kan ikke returneres. Små fargeavvik kan forekomme..


Motiver i glitrende krystaller

Available for mediven elegance, mediven komfort, mediven plus, mediven forte and for all flat knit mediven stockings and arm sleeves.

Mønstre for flatstrikkede strømper

Mønstrene kan kombineres med alle standard- og motefarger og er tilgjengelige som Design-Elementer (ensfarget) og som Fashion-Elementer (to fargetoner).


Tilgjengelig for mediven 550, mediven cosy og mediven esprit.




Wind
i gull



Proud
i antrasitt



Trio
i sølv



Stripes



Nature



Dots



Classic

Tiltenkt bruk:
Rund- eller flatstrikkede medisinske strømper, brukt for kompresjon av underekstremiteter, hovedsakelig for behandling av lidelser i venesystemet og lymfesystemet.
Rund- eller flatstrikkede medisinske armstrømper og hansker, brukt for kompresjon av overekstremiteter, hovedsakelig for behandling av lidelser i venesystemet og lymfesystemet.