

# mediven® fargeoversikt

Tilgjengelig fra 4. oktober 2022

Standardfarger	Rundstrikk							Flatstrikk				
	mediven elegance	mediven komfort	mediven plus	mediven forte	mediven for men	mediven active	mediven angio	mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 leg	mediven esprit	mediven 550 arm
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anthracite	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Navy	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Cashmere	●	●	●	●				●	●	●	●	●
Caramel	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
Sand								●	●	●	●	●
Rosé	●	○	●	○								
Bronze	●	○	●	○								
Beige	●	○	●	○								
White	○		○			●						
Brown					●	●						
<b>Motefarger*</b>												
medi Magenta	●		●					●	●	●	●	●
Chestnut NY	●	●	●	●				●	●	●	●	●
Grey	●	●	●	●				●	●	●	●	●
Mango-yellow	●	●	●	●				●	●	●	●	●
Raspberry-red NY	●	●	●	●				●	●	●	●	●

- Standardfarger med leveringstid på opptil 10 arbeidsdager.
- \* Motefarger med leveringstid på opptil 10 arbeidsdager. Kan ikke returneres. Små fargeavvik kan forekomme.







## Motiver i glitrende krystaller

Tilgjengelig for mediven elegance, mediven komfort, mediven plus, mediven forte og for alle flatstrikkede strømper til arm og ben.

## Mønstre for flatstrikkede strømper

Mønstrene kan kombineres med alle standard- og motefarger og er tilgjengelige som Design-Elementer (ensfarget) og som Fashion-Elementer (to fargetoner).

Tilgjengelig for mediven 550, mediven cosy og mediven esprit.



Tiltenkt bruk:  
 Rund- eller flatstrikkede medisinske strømper, brukt for kompresjon av underekstremiteter, hovedsakelig for behandling av lidelser i venesystemet og lymfesystemet.  
 Rund- eller flatstrikkede medisinske armstrømper og hansker, brukt for kompresjon av overekstremiteter, hovedsakelig for behandling av lidelser i venesystemet og lymfesystemet.